

PROTOCOL 1/LISTĂ DE CONTROL/GRAFIC ZILNIC ORAR

PROGRAMUL DE CURĂȚARE/DEZINFECȚIE PENTRU ÎNCĂPERI CATEGORIA NON-CRITICĂ

SUPORTUL DE TRATAT	METODA DE APLICARE	CURĂȚARE	NIVEL DEZINFECȚIE	DEZINFECTANT DE NIV. ÎNALT TIMP ACȚIUNE	FRECVENȚA APLICĂRII	INTERVAL ORAR DE EFECTUAT	RESPONSABIL NUME	SEMNĂTURA	OBSERVAȚII
PAVIMENTE GRESIE/TARCHET CABINET ANEXE	ȘTERGERE	DETERGENT	MEDIU SCĂZUT	=====	CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI O DATĂ PE ZI		<u>ASISTENTA</u> FEMEIE DE SERVICIU	=====	ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
PEREȚI DE FAIANȚĂ CABINET ANEXE	ȘTERGERE	DETERGENT	MEDIU SCĂZUT	=====	CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI SĂPTĂMÂNAL		<u>ASISTENTA</u> FEMEIE DE SERVICIU	=====	ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
UȘI, FERESTRE CABINET ANEXE	ȘTERGERE	DETERGENT	MEDIU SCĂZUT	=====	CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI SĂPTĂMÂNAL		<u>ASISTENTA</u> FEMEIE DE SERVICIU	=====	ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
MOBILIER, APARATURĂ DIN ANEXE.	ȘTERGERE	DETERGENT	SCĂZUT		CONFORM PRODUCĂTOR SĂPTĂMÂNAL		FEMEIE DE SERVICIU		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
PUNCT DEZINFECȚIE/ STERILIZARE.	ȘTERGERE	DETERGENT DEZINFECTANT BIOCID-NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	=====	CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI		ASISTENTA		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
GRUPURI SANITARE.	ȘTERGERE	DETERGENT DEZINFECTANT BIOCID-NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	=====	CONF. PROD. O DATĂ PE ZI DUPĂ FIEC. PACIENT		FEMEIE DE <u>SERVICIU</u> ASISTENTA	=====	ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
USTENSILE PENTRU CURĂȚENIE.	ȘTERGERE	DETERGENT	MEDIU		CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI		FEMEIE DE SERVICIU		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
PUBELE: MENAJERE, INCINERARE.	ȘTERGERE	DETERGENT	MEDIU		CONFORM PRODUCĂTOR SĂPTĂMÂNAL		FEMEIE DE SERVICIU		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR

PROTOCOL 2/LISTĂ DE CONTROL/GRAFIC ZILNIC ORAR

PROGRAMUL DE CURĂȚARE/DEZINFECȚIE PENTRU OBIECTE DE INVENTAR CATEGORIA NON-CRITICĂ

SUPORTUL DE TRATAT	METODA DE APLICARE	CURĂȚARE	NIVEL DEZINFECȚIE	DEZINFECTANT DE NIV. ÎNALT TIMP ACȚIUNE	FRECVENȚA APLICĂRII	INTERVAL ORAR DE EFECTUAT	RESPONSABIL NUME	SEMNĂTURA	OBSERVAȚII
MOBILIER, SCAUNE CABINET.	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	MEDIU		CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
UNIT DENTAR, LĂMPI FOTO, FIZIODISP.	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
MONITOR, APARAT FOTO / VIDEO.	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	MEDIU		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
LAMPĂ BIOCIDĂ <u>CU ULTRAVIOLETE</u> , APARATE CU ULTRASUNETE.	ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	<u>MEDIU</u> ÎNALT	=====	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
MICROSCOP, ENDOMOTOARE, SYS. B/OBT.	ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
AUTOCLAV, BAIE DE CURĂȚARE CU ULTRASUNETE.	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	MEDIU		CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
APARATURĂ AUXILIARĂ, LAPTOP, BIROTICĂ.	ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	MEDIU		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
APARAT AER CONDIȚIONAT CABINET.	PULVERIZ.	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	MEDIU		CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR

PROTOCOL 3/LISTĂ DE CONTROL/GRAFIC ZILNIC ORAR

PROGRAMUL DE CURĂȚARE/DEZINFECȚIE PENTRU SUPRAFEȚE DE LUCRU CATEGORIA SEMI-CRITICĂ

SUPORTUL DE TRATAT	METODA DE APLICARE	CURĂȚARE	NIVEL DEZINFECȚIE	DEZINFECTANT DE NIV. ÎNALT TIMP ACȚIUNE	FRECVENȚA APLICĂRII	INTERVAL ORAR DE EFECTUAT	RESPONSABIL NUME	SEMNĂTURA	OBSERVAȚII
SUPRAFEȚE DE LUCRU ASISTENTĂ.	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
SUPRAFEȚE DE LUCRU MEDIC STOMATOLOG.	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
PIESE DE MÂNĂ UNIT DENTAR, MATERIALE STOMA.	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
MÂNERE UNIT, MÂNERE LAMPĂ UNIT.	ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
SPRAY APĂ-AER, TAVĂ UNIT DENTAR .	PULVERIZ. ȘTERGERE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
SISTEME DE ASPIRAȚIE CHIRURGICALĂ.	PULVERIZ. ȘTERGERE ASPIRARE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	=====	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
AMPRENTE LUCRĂRI PROTETICE.	IMERSIE	DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT		CONFORM PRODUCĂTOR O DATĂ PE ZI		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR

PROTOCOL 4/LISTĂ DE CONTROL/GRAFIC ZILNIC ORAR

PROGRAMUL DE CURĂȚARE/DEZINFECȚIE PENTRU INSTRUMENTAR STOMATOLOGIC CATEGORIA CRITICĂ

SUPORTUL DE TRATAT	METODA DE APLICARE	CURĂȚARE	NIVEL DEZINFECȚIE	DEZINFECTANT DE NIV. ÎNALT TIMP ACȚIUNE	FRECVENȚA APLICĂRII	INTERVAL ORAR DE EFECTUAT	RESPONSABIL NUME	SEMNĂTURA	OBSERVAȚII
INSTRUMENTE CONSULTAȚII.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
INSTRUMENTE TRATAMENTE.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
INSTRUMENTE CHIRURGICALE, IMPLANTOLOGIE.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
INSTRUMENTE MĂRUNTE ENDODONTICE.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
PORTAMPRENTE UNIVERSALE.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. O DATĂ PE SĂPTĂMÂNĂ		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
INSTRUMENTE MĂRUNTE DIAMANTATE.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR

PROTOCOL 4/LISTĂ DE CONTROL/GRAFIC ZILNIC ORAR

PROGRAMUL DE CURĂȚARE/DEZINFECȚIE PENTRU INSTRUMENTAR STOMATOLOGIC CATEGORIA CRITICĂ

SUPORTUL DE TRATAT	METODA DE APLICARE	CURĂȚARE	NIVEL DEZINFECȚIE	DEZINFECTANT DE NIV. ÎNALT TIMP ACȚIUNE	FRECVENȚA APLICĂRII	INTERVAL ORAR DE EFECTUAT	RESPONSABIL NUME	SEMNĂTURA	OBSERVAȚII
FREZE, POLIPANȚI, PERIUȚE.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
PORTMATRICI, BENZI ȘI INELE MATRICI.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
PIESE MARUNTE DE IMPLANTOLOGIE.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE LA PACIENT		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR
USTENSILE DE CURĂȚAT INSTRUMENTAR.	IMERSIE A CURĂȚARE IMERSIE B CLĂTIRE USCARE	A: DETERGENT <u>ENZIMATIC</u> B: DEZINFECTANT BIOCID DE NIVEL ÎNALT CU EFECT DE CURĂȚARE	ÎNALT	A B	CONF. PROD. DUPĂ FIECARE FOLOSIRE		ASISTENTE		ȘI DE CÂTE ORI ESTE NECESAR

URMĂTOARELE DATE SUPLIMENTARE:

PRODUSUL UTILIZAT PENTRU STERILIZAREA CHIMICĂ
CONCENTRAȚIA DE LUCRU A PRODUSULUI
LISTA CU MICUL INSTRUMENTAR STERILIZAT LA FIECARE PROCEDURĂ
ZIUA, DATA ȘI ORA PREPARĂRII SOLUȚIEI DE LUCRU ACTIVE
ORA ÎNCEPERII/TERMINĂRII FIECĂRUI CICLU DE STERILIZARE
NUMĂRUL DE CICLURI DE STERILIZARE CHIMICĂ EFECTUATE ZINIC
DATA ȘI ORA EXPIRĂRII VALABILITĂȚII SOLUȚIEI DE LUCRU
NUMELE ȘI SEMNĂTURA PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT PROCEDURILE

SUNT EVIDENȚIATE ÎN REGISTRUL DE STERILIZARE CHIMICĂ